

# Triride®

by Gianni Conte

UNA NUOVA LIBERTA'  
A NEW FREEDOM



**Leggerezza**

*Lightness*



**Compattezza**

*Compactness*



## mod. TRIBIKE



Dispositivo medico iscritto all'Albo con il numero: 1776590 / TUV Certification No. 15-PEL-0010022-TIC

### CARATTERISTICHE TECNICHE



*Posizione pedalata completamente regolabile*

*Doppio freno (disk brake e V-brake)*

*Cerchio in alluminio da 20"*

*Peso: 9,5 Kg*

*Pneumatico: City*

*Telaio in acciaio con colore a scelta*

*Cambio Shimano Nexus a 8 rapporti*

*Verniciatura a caldo ad alta resistenza*

### TECHNICAL FEATURES



*Fully adjustable pedal position*

*Weight: 8 Kg*

*Aluminium 20" driving wheel*

*Double brake*

*Tire selection: City or Cross*

*Aluminium & Stainless steel frame*

*8-speed gearbox*

*Customized frame colors*